

# HyperGlycémie Provoquée par Voie Orale (HGPO)




Protocole sur 2 heures avec une charge en glucose de 75g  
(ou en l'absence de précisions)

## A jeun

Ne pas boire ni manger pendant la durée du test. Rester au repos.

*Ne pas réaliser le test en période d'allaitement.*



**Identifier** chaque échantillon avec le Nom, Prénom, la Date de naissance du (de la) patient(e) + **l'Heure de prélèvement**

Reporter ces informations sur la **fiche de renseignement**

Apporter l'ensemble des échantillons dans un seul sachet au laboratoire en fin de test.

### **Test O'sullivan (GPC)**

Prise de sang à jeun

Ingestion de 50g de glucose (167mL à 30%)

Prise de sang à T60min

### **Test sur 3, 4 ou 5 heures avec 75g de glucose**

Prise de sang à jeun à T0

Ingestion de 250mL de glucose 30%

Prise de sang à T30, T60, T90, T120, T180  
et éventuellement T240 et T300 min

### **Test sur 3 heures avec 100g de glucose**

Prise de sang à T0

Ingestion de 333mL de glucose à 30%

Prise de sang à T30, T60, T90, T120 et T180 min

**La pose d'un cathéter est recommandée au-delà de 3 prélèvements.**